سنابل الطبية

Your Partner in Every Diagnosis

COMPANY PROFILE

الملف التعريفي للشركة


Laboratory Solutions Engineered for precision, reliability and better healthcare outcomes.

حلول مختبرية مصممة لتحقيق الدقة والموثوقية والمساهمة في تحسين نتائج الرعاية الصحية.

Umm Al Quwain Street, Jarir District, Riyadh 12837, Saudi Arabia

شارع أم القيوين، حي جرير، الرياض 12837، المملكة العربية السعودية

info@sanabilmedical.com
sanabilmedical.com
+966 11 434 0308
+966 54 120 9155



2026


Built Around Dependable Laboratory Care

تأسست على أساس رعاية مختبرية موثوقة

Advanced laboratory equipment, consumables and diagnostic solutions backed by reliable technical support.

معدات مختبرية متطورة، مستهلكات، وحلول تشخيصية مدعومة بدعم فني موثوق للمؤسسات الصحية والعلمية.

“Your Partner in Every Diagnosis.”



«شريكك في كل تشخيص.»

2023	Riyadh	KSA
Founded	Headquarters	Market focus

We collaborate with trusted global manufacturers to deliver quality, safety and long-term technical support across the healthcare sector.

نتعاون مع مصانع عالمية موثوقة لتقديم منتجات عالية الجودة والسلامة، إلى جانب دعم فني طويل الأمد لعملائنا في قطاع الرعاية الصحية.

02 / DIRECTION

A clear standard for every solution

معيار واضح لكل حل

M

Mission الرسالة

Equipping healthcare and scientific organizations with reliable products, responsive support and solutions that strengthen everyday laboratory performance.

أن نكون في طليعة توفير معدات المختبرات والمستهلكات عالية الجودة، مدعومة بالتقنيات الحديثة وخدمة ممتازة.

V

Vision الرؤية

Leading and delivering high-quality laboratory equipment and consumables, supported by modern technologies and excellent service.

تزويد المؤسسات الصحية والعلمية بمنتجات موثوقة ودعم سريع الاستجابة وحلول تعزز الأداء المخبري اليومي.

OUR VALUES قيمتنا

Quality	Innovation	الإبداع	الجودة
Transparency	Commitment	الالتزام	الشفافية
Exceptional service			الخدمة المتازة

From supplier to long-term laboratory partner

من مورد إلى شريك مختبري طويل الأمد

01
Global partnerships
الشراكات العالمية

Build strong relationships with trusted international manufacturers.

بناء علاقات قوية ومستدامة مع المصنعين الدوليين الموثوقين.

02
Service quality
جودة الخدمة

Raise the standard of technical support, maintenance and customer care.

الارتقاء بمستوى الدعم الفني والصيانة وخدمة العملاء.

03
Complete solutions
الحلول المتكاملة

Connect equipment, consumables and support into one dependable laboratory ecosystem.

دمج الأجهزة والمستهلكات وخدمات الدعم ضمن منظومة مختبرية متكاملة وموثوقة.

04
Digital growth
النمو الرقمي

Improve customer experience through innovation and stronger digital touchpoints.

تحسين تجربة العملاء من خلال الابتكار وتطوير نقاط تواصل رقمية أكثر كفاءة.

One partner.
Four essential capabilities.

شريك واحد.
أربع قدرات أساسية.

01
Lab Devices & Turnkey Solutions
أجهزة المختبرات وحلول التجهيز الشامل

Advanced equipment from trusted global brands, complete with specialized laboratory furniture and seamless HIS/LIS integration.

معدات متطورة من علامات تجارية عالمية موثوقة، مع أثاث مخبري متخصص ودمج سلس مع أنظمة HIS/LIS.

02
Preventive Maintenance & Calibration
الصيانة الوقائية والمعايرة

Comprehensive service contracts, precise calibration, and rapid repair solutions designed to ensure uninterrupted operational continuity.

عقود خدمة شاملة، ومعايرة دقيقة، وحلول إصلاح سريعة مصممة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

03
Consumables & Rapid Diagnostics
المستهلكات والتشخيص السريع

Premium-quality reagents, daily consumables, and point-of-care (POCT) screening solutions for fast and accurate results.

كواشف عالية الجودة، ومستهلكات يومية، وحلول فحص بنقاط الرعاية POCT لنتائج سريعة ودقيقة.

04
Technical Support & Training
الدعم الفني والتدريب

Responsive technical guidance, hands-on clinical staff training, and dedicated customer care for everyday laboratory confidence.

إرشاد فني سريع، وتدريب عملي للكوادر الطبية، وخدمة عملاء مخصصة لتعزيز الثقة في العمل المخبري اليومي.

Global brands.

علامات تجارية عالمية.

Sanabil Medical works with established international manufacturers to bring advanced diagnostic technologies to healthcare providers in Saudi Arabia.

تتعاون **سنابل الطبية** مع شركات تصنيع عالمية رائدة لتوفير تقنيات تشخيصية متقدمة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

Boule Diagnostics

Advanced 3-Part and 5-Part differential hematology analyzers engineered for clinical reliability and workflow efficiency.

B&E Bio-Tech

Reference HPLC hemoglobin testing systems and multi-biosensor electrolyte analyzers for accurate routine diagnostics.

ACON

Comprehensive automated urine analyzers, rapid diagnostic tests, and advanced fluorescent immunoassay solutions.

Diagnostic Technology Across The Laboratory Workflow

تقنيات تشخيصية تغطي مختلف مراحل العمل المخبري

A focused portfolio spanning hematology, clinical chemistry, electrolytes, urinalysis and point-of-care testing.

محفظة متخصصة تشمل أمراض الدم، والكيمياء السريرية، والإلكتروليتات، وتحليل البول، واختبارات نقطة الرعاية.

HEMATOLOGY

أمراض الدم

3-part & 5-part analyzers

أجهزة تحليل تعداد الدم بثلاثة وخمسة أجزاء.

CLINICAL CHEMISTRY

الكيمياء السريرية

Automated biochemical analysis

حلول آلية متقدمة لتحاليل الكيمياء الحيوية.

ELECTROLYTES

أملاح الدم

Fast electrolyte measurement

قياس سريع ودقيق لمستويات الإلكتروليتات.

URINALYSIS

تحليل البول

Analyzers & reagent strips

أجهزة تحليل وشرائط كواشف لفحوصات البول.

POINT-OF-CARE

اختبارات نقطة الرعاية

Compact multi-analyte systems

أنظمة مدمجة متعددة التحاليل لإجراء الفحوصات بالقرب من المريض.

RAPID TESTS

الاختبارات السريعة

Fast screening solutions

حلول سريعة وفعّالة للفحص والتشخيص الأولي.

Boule Diagnostics

01

Swelab Alfa Plus



3-part hematology analyzer designed for dependable routine CBC workflows and efficient day-to-day laboratory use.

جهاز تحليل دم ثلاثي الأجزاء، مصمم لتوفير نتائج موثوقة وتحسين كفاءة سير العمل في فحوصات تعداد الدم الكامل (CBC) والاستخدام المخبري اليومي.

02

Swelab Lumi — 5 Part



5-part differential hematology analyzer supporting more detailed blood-cell differentiation and modern laboratory workflows.

جهاز تحليل دم تفريقي خماسي الأجزاء، يوفر نتائج تفصيلية لخلايا الدم ويدعم سير العمل في المختبرات الحديثة.

Precision • Workflow efficiency • Trusted global technology

الدقة • كفاءة سير العمل • تقنية عالمية موثوقة

B&E Bio-Tech Products

01

CBS 4



Advanced electrolyte system measuring K+, Na+, Cl-, Ca2+, and pH utilizing Multi-Biosensor Technology (MBT) for stable, maintenance-free operation and closed reagent packs.

نظام كهارل متقدم يقيس +K و +Na و -Cl و +Ca2 ودرجة الحموضة باستخدام تقنية المستشعرات الحيوية المتعددة MBT لتشغيل مستقر وخالٍ من الصيانة مع عبوات كاشف مغلقة.

02

CBS 40



Advanced electrolyte system measuring K+, Na+, Cl-, Ca2+, and pH utilizing Multi-Biosensor Technology (MBT) for stable, maintenance-free operation and closed reagent packs.

نظام كهارل متقدم يقيس +K و +Na و -Cl و +Ca2 ودرجة الحموضة باستخدام تقنية المستشعرات الحيوية المتعددة MBT لتشغيل مستقر وخالٍ من الصيانة مع عبوات كاشف مغلقة.

03

HPLC Analyzer – G 60



High-performance liquid chromatography system for precise and reliable HbA1c hemoglobin testing, designed for routine clinical laboratory workflows.

نظام كروماتوغرافيا سائلة عالية الأداء لاختبار الهيموغلوبين A1c بدقة وموثوقية، مصمم لسير العمل الروتيني في المختبرات السريرية.

04

HPLC Analyzer – G 21



High-performance liquid chromatography reference system for precise HbA1c and A2/F hemoglobin testing, delivering rapid results within 3 minutes and utilizing long-life chromatographic columns.

نظام مرجعي للكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء لاختبار الهيموغلوبين A1c و A2/F بدقة، يقدم نتائج سريعة خلال 3 دقائق ويستخدم أعمدة كروماتوغرافية طويلة العمر.

Precision • Workflow efficiency • Trusted global technology

الدقة • كفاءة سير العمل • تقنية عالمية موثوقة

09 / ACON

ACON

01

Point-of-Care & Immunoassay Systems (POCT)



FIAflex Fluorescent Immunoassay Analyzer
Advanced quantitative fluorescence immunoassay system utilizing europium nanoparticles for high-sensitivity testing across cardiac markers, infectious diseases, hormones, and renal function.

نظام مقايسة مناعية فلورية كمي متقدم يستخدم جزيئات اليوروبيوم النانوية لاختبارات عالية الحساسية تشمل علامات القلب والأمراض المعدية والهرمونات ووظائف الكلى.

02

Mission Expert U120



Fully automated, high-precision urine strip analyzer supporting routine clinical workflows with a throughput of up to 120 tests/hour, automatic calibration, and complete LIS/HIS connectivity.

محلل بول مؤتمت بالكامل وعالي الدقة يدعم سير العمل السريري الروتيني بإنتاجية تصل إلى 120 اختبار/ساعة، مع معايرة آلية واتصال كامل بأنظمة LIS/HIS.

03

Mission Expert CE U500



A high-performance automated clinical chemistry analyzer designed to support a wide range of routine and specialized biochemical tests with exceptional precision and throughput.

محلل كيمياء سريرية عالي الأداء مصمم لدعم مجموعة واسعة من الفحوصات الكيميائية الروتينية والمتخصصة بدقة وإنتاجية استثنائية، ومثالي للمستشفيات والمختبرات التشخيصية.

04

Mission HA-360 3-Diff



High-accuracy 3-Part Differential CBC analyzer using Sheath Flow Impedance for precise RBC/PLT counting and electrical impedance for accurate WBC identification

جهاز تحليل CBC تفريقي ثلاثي الأجزاء عالي الدقة، يستخدم تقنية المعاوقة بتدفق الغلاف Sheath Flow Impedance للعد الدقيق لكريات الدم الحمراء RBC والصفائح الدموية PLT، وتقنية المعاوقة الكهربائية للتحديد الدقيق لكريات الدم البيضاء WBC .

05

Urine Test Strips (11 Parameters) & Liquid Controls (Quick Check / ACON)



Multi-parameter urinalysis reagent strips for rapid qualitative and semi-quantitative detection of 11 analytes, supported by ready-to-use liquid controls.

شرائط كاشف لتحليل البول متعددة المعاملات للكشف السريع النوعي وشبه الكمي عن 11 معاملاً، مدعومة بمحاليل ضبط سائلة جاهزة للاستخدام.

Precision • Workflow efficiency • Trusted global technology

الدقة • كفاءة سير العمل • تقنية عالية موثوقة

Point-of-care answers in minutes

نتائج تشخيصية في دقائق عند نقطة الرعاية

5–20 MIN



ACON Rapid Tests

اختبارات ACON السريعة

Fast, easy-to-use lateral-flow screening solutions for clinical and point-of-care environments.

حلول فحص سريعة وسهلة الاستخدام بتقنية **Lateral Flow**، مناسبة للبيئات السريرية ونقاط الرعاية.

- Urine strips " 3, 4, 10, 11, 13, 14 " Parameters.
- Infectious disease, fertility and biomarkers tests.
- COVID-19 + influenza A/B and RSV combination
- H. pylori, malaria and syphilis test.
- Peregrancy and ovulation test.
- Fecal ocuult blood test.
- Selected cardiac marker test.

- شرائط تحليل البول بـ 3، 4، 10، 11، 13، 14 معيارًا.
- اختبارات الأمراض المعدية والخصوبة والمؤشرات الحيوية.
- اختبار مشترك للكشف عن كوفيد-19 والإنفلونزا A/B والفيروس المخلوي التنفسي (RSV).
- اختبارات الكشف عن جرثومة المعدة (H. pylori) والملاريا والزهري.
- اختبارات الحمل والإباضة.
- اختبار الكشف عن الدم الخفي في البراز (FOBT).
- اختبارات مختارة لمؤشرات القلب الحيوية.

More than supply — a complete service relationship

أكثر من مجرد توريد — شراكة متكاملة في الخدمة

01 **Trusted Global Partners**
01 — شركاء عالميون موثوقون

02 **Competitive Pricing**
02 — أسعار تنافسية

03 **Certified Quality**
03 — جودة معتمدة

04 **End-to-End Services**
04 — خدمات متكاملة من البداية إلى النهاية

05 **Customer-Focused Support**
05 — دعم يركز على احتياجات العملاء

Solutions shaped around where diagnostics happen.

حلول مصممة لتناسب مختلف بيئات التشخيص

Confidence built into every touchpoint

الثقة حاضرة في كل مرحلة

QUALITY

الجودة

Reliable products.
Responsible support.
Long-term value.

منتجات موثوقة.
دعم مسؤول.
قيمة مستدامة.

Our approach combines trusted sourcing, service continuity and customer-focused support to help laboratories operate with confidence.

يجمع نهجنا بين **التوريد من مصادر موثوقة، واستمرارية الخدمة، والدعم الذي يركز على احتياجات العملاء،** لمساعدة المختبرات على العمل بكفاءة وثقة.

Based in Riyadh. Serving healthcare across Saudi Arabia.

مقرنا في الرياض. نخدم قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

HEAD OFFICE

Jarir District, Riyadh

Umm Al Quwain Street, Jarir District, Riyadh 12837, Saudi Arabia

info@sanabilmedical.com

966114340308
966541209155

المكتب الرئيسي

حي جرير، الرياض

شارع أم القيوين، حي جرير، الرياض 12837، المملكة العربية السعودية

info@sanabilmedical.com

966114340308
966541209155

LOCAL ACCESS. GLOBAL TECHNOLOGY.

وصول محلي. تقنية عالمية.

A Saudi-based team connecting healthcare providers with trusted international diagnostic technologies and responsive local support.

فريق سعودي يربط مقدمي خدمات الرعاية الصحية بتقنيات تشخيصية عالمية موثوقة، مدعومة بخدمات ودعم محلي سريع وفعّال.

Your Partner in Every Diagnosis

شريكك في كل تشخيص

Talk to Sanabil Medical about equipment, consumables, technical support or a tailored laboratory solution.

تواصل مع **سنابل الطبية** للحصول على الأجهزة والمستهلكات والدعم الفني، أو لتطوير حل مختبري مصمم وفق احتياجاتك.

+966 11 434 0308
+966 54 120 9155

info@sanabilmedical.com
sanabilmedical.com

Umm Al Quwain Street, Jarir District, Riyadh 12837, Saudi Arabia

شارع أم القيوين، حي جرير، الرياض 12837، المملكة العربية السعودية

SANABIL MEDICAL